

便のとり方


(ノロウイルス)

- 1.** シールに名前を書き、本体（容器）に貼り付けてください。
※本体（容器）の中は空です。（腸内細菌検査の容器では検査できません。）

- 2.** 本体からキャップをゆっくり引き抜いてください。



- 3.** スプーン部分を便に挿し、山盛り一さじ（小豆大）を採取してください。



- 4.** スティックを容器に挿入し、回して栓をします。



- 5.** 採便後、速やかに保冷し、提出してください。

●お問い合わせ●



公益財団法人愛媛県総合保健協会

〒790-0814 愛媛県松山市味酒町1丁目10番地5

TEL (089) 987-8205 医学検査課